



Varenummer 226811

Skyllevæske, 30 ml, NaCl 0,9%, isotonisk, steril



Produktbeskrivelse

Steril skyllevæske af isotonisk NaCl 0,9%. Anvendes til skylning af sår og øjne. Til soignering af sår og hud. Kan desuden anvendes til skylning af øjne, til fyldning af vandfordamper, samt til skylning og rengøring af instrumenter. Må ikke anvendes til IV brug. Er til engangsbrug og kasseres efter brug. Bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skyllevæske
Features	NaCl 0,9%, isotonisk, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Natriumklorid 0,9%, flaske af PE, natriumchlorid 9g aqua ad iniectabilia ad 1000 ml. Osmolal. ca./n.300 mosm/kg H ₂ O. pH ca/n.6. ISOTON
Rumindhold, netto	30 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke bruges til injektion. Bruges kun hvis væsken er klar og beholderen intakt.
Holdbarhed	3 år fra produktion
Holdbarhed, åbnet	24 timer håndteret rent, til samme patient
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	100 stk	44 cm	12 cm	15.4 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE Produktet er sterilt